

ORIGINAL METHODE AIR-FLOW®
PRODUKTPROGRAMM

ORIGINAL METHODE AIR-FLOW® → VOLLES PROGRAMM ZUR ERFOLGREICHEN PROPHYLAXE

VON DER KLASSISCHEN ANWENDUNG
BIS SUBGINGIVAL →
ALLES VON DER PROPHYLAXE NO 1

ORIGINAL METHODE AIR-FLOW®
SUBGINGIVAL

AIR-FLOW MASTER® ERSTE SUBGINGIVAL PROPHYLAXE-EINHEIT DER WELT

- > Zur sub- und supragingivalen Behandlung – zwei Anwendungssysteme in einem
- > Zum einfachen und hygienischen Bedienen – mit einzigartigem 3-Touch Panel



reddot design award
winner 2008

GOOD DESIGN AWARD 2007
The Chicago Athenaeum
Museum of Architecture and Design



AIR-FLOW® handy PERIO ERSTES SUBGINGIVAL PROPHYLAXE-INSTRUMENT FÜR DIE BEHANDLUNGSEINHEIT

- > Zum subgingivalen Biofilmmangement mit einzigartigem PERIO-FLOW Sprayhandstück und PERIO-FLOW Einmal-Düse



ORIGINAL METHODE AIR-FLOW®
SUPRAGINGIVAL

AIR-FLOW® handy 2+ AUSGEZEICHNETES DESIGNERHANDSTÜCK

- > Zum flexiblen Einsatz an der Behandlungseinheit



reddot design award
winner 2003

GOOD DESIGN AWARD 2004
The Chicago Athenaeum
Museum of Architecture and Design



AIR-FLOW® S1 KLASSISCHE PROPHYLAXE-EINHEIT

- > Zur Zahnbelagentfernung und Zahnpolitur



AIR-FLOW® CART MOBILE VERSORGUNGSEINHEIT

- > Zur Strom- und Luftversorgung mit innen geführten Leitungen

Ausgezeichnet!
Design Center Stuttgart

Focus Mobilität 2001



AIR-FLOW® S2 KOMBINIERTE PROPHYLAXE-EINHEIT

- > Zur Zahnbelagentfernung sowie zur Zahnsteinentfernung mit der Original Methode Piezon®



ORIGINAL METHODE AIR-FLOW®
PROPHYLAXEPULVER

AIR-FLOW® PULVER PERIO

SUBGINGIVAL AIR-POLISHING PULVER

- > Zur subgingivalen Anwendung der Original Methode AIR-FLOW®
- > Zum Reduzieren von Bakterien auch in tiefen Parodontaltaschen – verringert die Taschentiefe



- > Korngrösse ~ 25 µm (d50)
 - > Nicht abrasiv auf Dentin
 - > Besonders fein
- 120g-Flasche

AIR-FLOW® PULVER SOFT

FEINES AIR-POLISHING PULVER

- > Zur besonders sanften Anwendung der Original Methode AIR-FLOW® bei regelmässiger Prophylaxe und bei Recall
- > Zur Anwendung bei Patienten mit empfindlichem Zahnfleisch



- > Auf Glycerinbasis
 - > Korngrösse ~ 65 µm (d50)
 - > Nicht abrasiv auf Zahnschmelz
 - > Besonders sanft
- 200g-Flasche

AIR-FLOW® PULVER CLASSIC

ORIGINAL AIR-FLOW® PULVER MIT SECHS MAL ANDEREM GESCHMACK

- > Zur klassischen Anwendung der Original Methode AIR-FLOW® bei professioneller Basiszahnreinigung
- > Zum Entfernen von Zahnbelägen und -verfärbungen



- > Natriumbicarbonat
 - > Korngrösse ~ 65 µm (d50)
 - > Minimalabrasiv
 - > Mit entzündungshemmender Wirkung
- 300g-Flaschen

EMS-SWISSQUALITY.COM

EMS
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA
Chemin de la Vuarpillière 31
CH-1260 Nyon
Tel. +41 22 99 44 700
Fax +41 22 99 44 701
welcome@ems-ch.com
www.ems-dent.com

EMS
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS GmbH
Schatzbogen 86
D-81829 München
Tel. +49 89 42 71 610
Fax +49 89 42 71 61 60
info@ems-ch.de

“I FEEL GOOD”

© EMS SA FA-323/DE Edition 04/2012

EMS⁺
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS